

ERGON a.s. – výrobce zdravotnických prostředků na zakázku

Ortopedické vložky

Návod k použití – základní informace a pokyny

Vážený zákazníku,

Vložky ortopedické – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené, kód ZP: 4000053 a vložky ortopedické – speciální – individuálně zhotovované, kód ZP: 4000052 jsou zdravotnický prostředek zhotovený na zakázku dle předpisu osoby kvalifikované podle vnitrostátního práva (předepisující lékař) na základě individuální míry. Jsou navrženy tak, aby korespondovaly s aktuálním stavem Vašich chodidel. Při používání výrobku se prioritně řiďte radami svého lékaře (obvykle se doporučuje zpočátku jejich užívání, po dobu prvních 14 dnů, zvyšovat čas jejich nošení až do plného zatížení). Užitná doba (životnost) výrobku závisí na intenzitě užívání, přičemž obvykle činí cca. 10 měsíců a překračuje tak frekvenční limit uvedený v Oddílu C (Tabulka č. 2) zákona č. 48/1997 Sb. (2 páry / 1 rok, tj. 6 měsíců), přičemž v případě použití odlehčených materiálů či u pacientů s vyšší hmotností či intenzitou užívání může být i nižší. Zejména z hygienických důvodů nedoporučujeme jejich nošení po uplynutí užitné doby.

S ohledem na rychlost růstu dětské nohy doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda a nakolik je velikost vložky pro dětského pacienta v průběhu času stále ještě vhodná. V případě nejasností se obraťte na svého lékaře.

Ortopedické vložky jsou kompenzačním zdravotnickým prostředkem určeným ke korekci vrozených i získaných vad nohou.

Vložky jsou zhotoveny individuálně na základě individuální míry a vyrobeny odpovídajícími výrobními technologiemi. Skutečnost, že jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na aktuální stav chodidel je jejich působení individuální. Případný výčet vlastností různých druhů vložek představuje vždy pouze výčet možných působení, konkrétní působení vždy závisí na odpovídajícím výrobku a terapeutickém účelu, konstrukčním řešení, materiálovém složení jednotlivého výrobku. Některá působení se dokonce mohou vzájemně vylučovat. Zamýšlené funkci je přizpůsobena i skladba materiálů s různými vlastnostmi.

Vložky by měly být nošeny v konstrukčně nezávadné pohodlné obuvi s prostorovou rezervou pro vložky a mírným navýšením v patní oblasti; nevhodná je zejména obuv špičatá, s volnou patou či vysokými podpatky; vložky nejsou určeny pro nošení na bosou nohu. Vždy preferujeme, pokud jsou vložky nošeny v jednom páru obuvi. Naše pracoviště Vám rady, bude-li to technicky možné, nabídnou službu upravení výrobku pro konkrétní vhodnou obuv včetně korekce délky (zkrácení) a tloušťky (snížení).

Pokud vložky odpovídají užívané obuvi, nevyžadují většinou mimořádnou pozornost. Čas od času je dobré vložky vyjmout, odstranit z nich zbytky textilií (žmolky z ponožek) a obuv nechat důkladně vyschnout. Vložky se syntetickou krycí stélkou (např. Antishock; Colorfoam; EVA/200 multicolor) lze otřít hadříkem s mýdlovou vodou. Krycí stélky z přírodních materiálů (useň) je možno otřít vlhkým hadříkem bez mýdla a saponátu, textilní materiály, popř. materiály z mikrovláken (např. Orthosoft) očistit pouze mechanicky. Vložky nesmí být vystaveny vysokému či náhlému teplu (např. sušení na radiátoru, fénování, ...) a být prány v pračce – viz symboly údržby.

Závažnou nežádoucí příhodu, ke které by došlo při používání výrobku, nahlaste prosím výrobcí a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

ERGON a.s. – výrobce zdravotnických prostředků na zakázku

Konzultujte prosím každou změnu zdravotního stavu v důsledku používání prostředku s ošetřujícím lékařem.

Možné nežádoucí vedlejší účinky: Obvyklé projevy při nošení vložek, které odpovídají situaci, době strávené používáním a klimatickým podmínkám, jako je například zvýšená potivost.

Kontraindikace:

- Vložky nejsou určeny pro nošení v případě ulcerací jakéhokoliv původu nebo otevřených ran na nohách.
- Další individuální kontraindikace může určit předepisující lékař.

Udržujte podle následujících symbolů:



Těšíme se na Vaši další objednávku. Případné dotazy a podněty směrujte prosím přímo na pracoviště výroby ortopedické obuvi a vložek – e-mail: obuv@ergon.cz, tel.: +420 234 123 271. Pro uplatnění práva odpovědnosti za vady postupujte v souladu s občanským zákoníkem. Při užívání zdravotnických prostředků se prioritně řiďte radami svého odborného lékaře.

Ekologická informace:

Ortopedické vložky jsou vyráběny i z recyklovatelných a biologicky odbouratelných materiálů.

Použitý obal, později i vlastní doslouživší výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.