

**E R G O N**

# KATALOG VÝROBKŮ

**2012**



*Ergon*

# BŘIŠNÍ PÁSY



## PÁS BŘIŠNÍ ERGOTEX I, ERGOTEX II

Používá se jako léčebný a preventivní pás s kompresí pro břišní krajinu. Zapínání na suchý zip v přední části umožňuje přizpůsobit pás podle individuální potřeby.  
Barva: bílá nebo béžová.



Výška	I	20 cm	kód	VZP – 04-0078861
	II	24 cm		VZP – 04-0078862

		Obvod v pase	
Velikost	0	55-70 cm	
	1	70-85 cm	
	2	85-100 cm	
	3	100-115 cm	
	4	115-130 cm	
	5	130-145 cm	

## PÁS BŘIŠNÍ ELASTO

Tento elastický návlekový pás slouží ke zpevnění břišní stěny. Dokonale přilne k tělu pod oblečením.



Výška	20 cm	kód	VZP – 04-0022464
	24 cm		VZP – 04-0022463

		Obvod v pase	
Velikost	1	70-75 cm	8 105-110 cm
	2	75-80 cm	9 110-115 cm
	3	80-85 cm	10 115-120 cm
	4	85-90 cm	11 120-125 cm
	5	90-95 cm	12 125-130 cm
	6	95-100 cm	13 130-135 cm
	7	100-105 cm	

## PÁS BŘIŠNÍ NÁVLEKOVÝ GUMITEX

Návlekový pás ke zpevnění břišní stěny. Dokonale přilne k tělu pod oblečením. Je opatřen podvazky zabraňujícími nežádoucímu posunu pásu vzhůru.



Výška	30 cm	kód	VZP – 04-0001082
	35 cm		VZP – 04-0001094

		Obvod v pase	
Velikost	1	70-75 cm	8 105-110 cm
	2	75-80 cm	9 110-115 cm
	3	80-85 cm	10 115-120 cm
	4	85-90 cm	11 120-125 cm
	5	90-95 cm	12 125-130 cm
	6	95-100 cm	13 130-135 cm
	7	100-105 cm	

U míry pásů je třeba přihlídnout k obvodu boků



# BŘIŠNÍ PÁSY

Výška výška přední části 24 cm  
výška zadní části 13 cm

kód VZP – 04-0093999

Velikost		Obvod v pase
1		80-95 cm
2		95-115 cm
3		110-130 cm
4		125-145 cm



## PÁS BŘIŠNÍ ZPEVNŮJÍCÍ S DOTAHEM VENTROSTAB

Pás slouží jako neutrální podpora po operacích břišní stěny, dále k prevenci vzniku břišních kýl a jako podpora břišní stěny při výskytu volných kýl v přední stěně břišní. Přídavný odepínací tah zvyšuje zpevňující funkci pásu. Přední díl je vyztužen dvěma vyjímatelnými spirálovými planžetami.

Výška I 20 cm kód VZP – 04-0063731  
II 24 cm VZP – 04-0011784

Velikost		Obvod v pase
1		70-80 cm
2		80-90 cm
3		90-100 cm
4		100-110 cm
5		110-120 cm
6		120-130 cm
7		130-140 cm

**INOVACE**



## PÁS BŘIŠNÍ ZPEVNŮJÍCÍ KATRIX

Elastický břišní pás je určený k včasné imobilizaci po operacích ke zpevnění abdominální krajiny jako prevence kýly. Je vyztužen dvěma planžetami a přídavným odepínacím pružným tahem, který se zapíná pomocí suchého zipu. Délku dotahového pásu podpínky lze upravit ustřížením.

kód VZP – 04-0011576

Velikost	Obvod v pase	Výška
1	80-90 cm	24 cm
2	90-100 cm	26 cm
3	100-110 cm	28 cm
4	110-120 cm	30 cm
5	120-130 cm	32 cm
6	130-140 cm	34 cm



## PÁS BŘIŠNÍ POOPERAČNÍ ABDOMEN

Břišní pás určený k včasné imobilizaci po operacích ke zpevnění abdominální krajiny jako prevence kýly. Je vyztužen dvěma spirálovými planžetami a přídavným odepínacím pružným tahem, který se zapíná pomocí suchého zipu. Délku dotahového pásu podpínky lze upravit ustřížením. Zvláště vhodný pro klenuté břicho.

# BŘIŠNÍ PÁSY



## PÁS TĚHOTENSKÝ MATERNA

Pás je určen k podpoře břišní stěny ve vyšším stádiu těhotenství. Přídavný pružný odepínací tah druhotně zpevňuje spodní část břicha. Pás působí také jako opora bederní páteře. Odepínací šle slouží ke zvýšení podpůrného účinku a lze je podle potřeby zkrátit.



kód VZP – 04-0011858

Velikost	Obvod přes pupek	Výška přední části
1	70-80 cm	21 cm
2	80-90 cm	21 cm
3	90-100 cm	21,5 cm
4	100-110 cm	22 cm
5	110-120 cm	22,5 cm
6	120-130 cm	23 cm

## BEDERNÍ PÁSY

### PÁS BEDERNÍ ZPEVŇUJÍCÍ ERIK

Používá se k prevenci a léčbě bolestivých stavů v bederní krajině, působí také jako tepelná izolace. Pás je v bederní krajině vyztužen čtyřmi planžetami a opatřen jednoduchým křížovým tahem, který zajišťuje přilnutí pásu k zádům. V přední části zapínání na suchý zip. Barva bílá nebo béžová. Horní část výrobku je označena etiketou.



Výška zad	25 cm	kód	VZP – 04-0063180
	30 cm		VZP – 04-0039762
	35 cm		VZP – 04-0039763

Obvod v pase

Velikost	Obvod v pase
1	70-85 cm
2	85-100 cm
3	100-115 cm
4	115-130 cm

### PÁS BEDERNÍ ROMAN I, ROMAN II

Používá se ke zpevnění bederní páteře při dorsální svalové nedostatečnosti, při chronických potížích páteře a zádového svalstva. Pás je vzdušný, nezáhřevný. V planžetami vyztužené zádové části je dvojitý elastický kříž, zajišťující přilnutí pásu k zádům. V přední části je zapínání na suchý zip, bederní krajinu navíc zpevňuje další zapnutí prodlouženého zádového kříže.



Výška zad 24cm

ROMAN I kód  
VZP – 04-0039936

Obvod v pase 70-100 cm

ROMAN II kód  
VZP – 04-0039937

Obvod v pase 100-130 cm

U míry pásů je třeba přihlídnout k obvodu boků



# BEDERNÍ PÁSY

## PÁS BEDERNÍ LUMBARIS

Léčebná pomůcka určená k fixaci bederní páteře u poúrazových stavů, po operacích, při vertebrogenních a lumboischiastických syndromech. Pás je opatřen odnímatelnou pelotou, vyztužen čtyřmi planžetami a přidavnou zateplovací vložkou se suchým zipem. Použití a aplikaci doporučujeme konzultovat s odborným lékařem.

Výška zad 32 cm  
Výška přední 20 cm

kód VZP – 04-0012009

	Obvod v pase
Velikost 1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm



Výška zad 40 cm  
Výška přední 28 cm

kód VZP – 04-0078938

	Obvod v pase
Velikost 1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm
7	130-140 cm



## ORTÉZA-KORZET THORAKO-ABDOMINÁLNÍ PERSEA

Léčebná pomůcka určená k fixaci bederní páteře a břišní stěny u pooperačních stavů, při vertebrogenních a lumboischiastických syndromech a po operacích. V bederní oblasti zateplena odnímatelnou vložkou na suchý zip. Vyztužena 8 planžetami. K dalšímu zpevnění břišní stěny jsou určeny 3 dotahové pásky.

Výška zad 55 cm  
Výška přední 17 cm

kód VZP – 04-0011672

	Obvod v pase
Velikost 1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm



## ORTÉZA ZAD VYSOKÁ ERGOFIX

Léčebná pomůcka určená k fixaci bederní páteře při poúrazových stavech, po operacích, při vertebrogenních a lumboischiastických syndromech, při osteoporóze. V bederní oblasti zateplena odnímatelnou vložkou na suchý zip. Vyztužena dvěma vysokými a čtyřmi nízkými planžetami.



## PÁS BEDERNÍ S DVOJITÝM TAHEM OSKAR

Pás je vhodný pro zpevnění bederní krajiny po lehkých traumatických změnách, po operacích meziobratlových plotének, při chronických potížích s páteří a zádovým svalstvem, vertebrogenních syndromech, při revmatických bolestech a ledvinových potížích. Odnímatelný dotahový pásek zajišťuje přilnutí pásu k zádom. Pás je neoprenový, vyztužen dvěma PE planžetami.



Výška zad	20 cm	kód	VZP – 04-0093907
	25 cm		VZP – 04-0093906

Velikost	Obvod v pase	
1	70-80 cm	
2	80-90 cm	
3	90-100 cm	
4	100-110 cm	
5	110-120 cm	
6	120-130 cm	

## PÁS KOŽEŠINOVÝ ZÁHŘEVNÝ MÍŠA

Pás zabraňuje prochladnutí v oblasti ledvin při práci a sportu. Variabilní zapínání na suchý zip umožňuje nastavení požadované velikosti.

Pás je vyroben z nánosového materiálu, vnitřní strana je z umělé kožešiny.



Velikost	Obvod v pase	Výška
1	65-80 cm	28 cm
2	80-95 cm	28 cm
3	95-110 cm	30 cm
4	110-125 cm	30 cm

## PÁS ZÁHŘEVNÝ ALENA

Pás zabraňuje prochladnutí v oblasti ledvin při práci a sportu. Variabilní zapínání na suchý zip umožňuje nastavení požadované velikosti.

Pás je vyroben z nánosového materiálu, vnitřní strana je z bavlněného froté.



Velikost	Obvod v pase	Výška
1	65-80 cm	26 cm
2	80-95 cm	26 cm
3	95-110 cm	26 cm
4	110-125 cm	29 cm
5	125-140 cm	29 cm



# KÝLNÍ PÁSY

kód VZP – 04-0078585

Velikost		Obvod boků
1		70-80 cm
2		80-90 cm
3		90-100 cm
4		100-110 cm
5		110-120 cm
6		120-130 cm
7		130-140 cm

Levé nebo pravé provedení.



## INGUIN I, PÁS KÝLNÍ TŘÍSELNÝ JEDNOSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů a u pacientů v předoperačním období. Je opatřen odnímatelnou pelotou se suchým zipem, která tlakem na kýlu v oblasti třísla zabraňuje jejímu rozvinutí. Pás doporučujeme navlékat v leže po předchozím zatlačení kýly. Vhodné pro muže i ženy. K pásu lze dokoupit stehenní pásek Stepa velikost 1–50 cm, velikost 2–60 cm a povlak peloty.

kód VZP – 04-0078586

Velikost		Obvod boků
1		70-80 cm
2		80-90 cm
3		90-100 cm
4		100-110 cm
5		110-120 cm
6		120-130 cm
7		130-140 cm



## INGUIN II, PÁS KÝLNÍ TŘÍSELNÝ OBOUSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů a u pacientů v předoperačním období. Je opatřen odnímatelnými pelotami se suchým zipem, které tlakem na kýlu v oblasti třísla zabraňují jejímu rozvinutí. Pás doporučujeme navlékat v leže po předchozím zatlačení kýly. Vhodné pro ženy i muže. K pásu lze dokoupit povlak peloty.

kód VZP – 04-0078958

Velikost		Obvod boků
1		70-80 cm
2		80-90 cm
3		90-100 cm
4		100-110 cm
5		110-120 cm
6		120-130 cm
7		130-140 cm

Levé nebo pravé provedení.



## SCROTUM I, PÁS KÝLNÍ ŠOURKOVÝ JEDNOSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů a u pacientů v předoperačním období. Je opatřen odnímatelnou pelotou se suchým zipem, která tlakem na kýlu zabraňuje jejímu rozvinutí. K pásu lze dokoupit povlak peloty. Měřeno přes boky.

# KÝLNÍ PÁSY



## SCROTUM II, PÁS KÝLNÍ ŠOURKOVÝ OBOUSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů a u pacientů v předoperačním období. Je opatřen odnímatelnými pelotami se suchým zipem, které tlakem na kýlu zabraňují jejímu rozvinutí. K pásu lze dokoupit povlak peloty. Měřeno přes boky.



kód VZP – 04-0078959

Obvod boků

Velikost	
1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm
7	130-140 cm

## PÁS BŘIŠNÍ KÝLNÍ S PELOTOU ABDOMEN II

Pás je určen k fixaci břišní stěny s ohledem na lokalitu kýly, pro inoperabilní pacienty a pro pacienty v předoperačním období. Tah přitlačuje pelotu  $\varnothing$  12,5 cm, stavitelnou pomocí suchého zipu. Je vyztužen dvěma spirálovými planžetami a odepínacím pružným tahem, zapínaným pomocí suchého zipu.



kód VZP – 04-0011783

	Obvod v pase	Výška
Velikost 1	80-90 cm	24 cm
2	90-100 cm	26 cm
3	100-110 cm	28 cm
4	110-120 cm	30 cm
5	120-130 cm	32 cm
6	130-140 cm	34 cm

## PÁS KÝLNÍ PUPEČNÍ

Pás je opatřen pelotou 14x11 cm, která tlačí na kýlu a zabraňuje jejímu rozvinutí. Zapínání na suchý zip v pupeční části.



Výška pásu 8,5 cm

kód VZP – 04-0001285

	Obvod v pase
Velikost 1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm
7	130-140 cm

U míry pásů je třeba přihlídnout k obvodu boků.



# KÝLNÍ PÁSY

## PÁS KÝLNÍ PUPEČNÍ DĚTSKÝ

Tento vzdušný a pružný pás slouží jako prevence před operačním zákrokem. Tlak peloty brání rozvinutí kýly.

kód VZP – 04-0021671 Výška 6 cm

měřeno přes pupek

Velikost	1	34-43 cm
	2	43-52 cm



## FIXAČNÍ POMŮCKY

### PEŘINKA ABDUKČNÍ PEVNÁ S VÝZTUHOU

Je indikována u dětí s luxací nebo dysplasií kyčelních kloubů jako preventivní nebo léčebný prostředek. Tato peřinka je vyztužena PE vložkou, zajišťující pevnou a přitom šetrnou fixaci dolních končetin v požadovaném úhlu. Zapínání na suchý zip.

kód VZP – 04-0039788

Požadované rozpětí mezi nožičkami = šířka vložky

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cm



kód VZP – 04-0039789

Požadované rozpětí mezi nožičkami = šířka vložky

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cm



### PEŘINKA ABDUKČNÍ MĚKKÁ

Je indikována u dětí s luxací nebo dysplasií kyčelních kloubů jako preventivní nebo léčebný prostředek. Tato peřinka je vyztužena měkkou vložkou, zajišťující šetrnou fixaci dolních končetin v požadovaném úhlu. Zapínání na suchý zip.



## BANDÁŽ ZÁPĚSTNÍ ZPEVNŮJÍCÍ KARPA

Užívá se při namožení nebo poškození svalových a šlachových úponů. Pro palec je určeno očko, které zabraňuje protáčení bandáže při navlékání. Vhodná také jako preventivní pomůcka. Barva bílá nebo béžová.



Výška 8 cm

kód VZP – 04-0078306

Velikost	Obvod zápěstí	
1	15-18 cm	
2	18-21 cm	
3	21-24 cm	

## BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ NEOCARP

Bandáž je určena k celkovému zpevnění zápěstí, jako podpora vazů při distorzi zápěstí, kontuzi, při syndromu karpálního tunelu, artropatii drobných kloubů zápěstí, k doléčení po zlomeninách a k lokální tepelné izolaci. Bandáž je neoprenová, typ bumerang. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0093824

Velikost univerzální

## ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KARPEX

Je určena k fixaci karpální oblasti při kostních, vazivových a svalových poraněních, při zánětech šlach, revmatické artritidě a zákrocích na karpálním tunelu. Ortéza je léčebnou pomůckou se dvěma kovovými planžetami, další upevnění zajišťují přídatné pásky. Levé nebo pravé provedení.



Délka ortézy 23 cm

kód VZP – 04-0011820

Velikost	Obvod zápěstí	
0	11-13 cm	
1	13-15 cm	
2	15-17 cm	
3	17-19 cm	
4	19-21 cm	



# FIXAČNÍ POMŮCKY

kód VZP – 04-0011857

Velikost	Výška ortézy	Obvod zápěstí
1	22 cm	13-17 cm
2	25 cm	17-21 cm



## ORTÉZA PRSTU RUKY DIGITA

Léčebná pomůcka určená k fixaci fraktur, dislokací, distorzí, poranění vazů a při artróze prstů a kloubů ruky. Ortéza je fixována pomocí upínacích pásků. Planžetu lze dle potřeby dotvarovat. Oboustranné provedení.

kód VZP – 04-0011822

Velikost	Obvod zápěstí
1	13-17 cm
2	17-21 cm



## ORTÉZA PALCE POLEX

Je určena k fixaci fraktur, dislokací, distorzí, poranění vazů a při artróze palce a kloubů ruky. Tato léčebná pomůcka je vyztužena kovovou planžetou, kterou lze podle potřeby dotvarovat. Ortéza se upevňuje pomocí dotahových pásků. Levé nebo pravé provedení.

kód VZP – 04-0140410

Velikost	Obvod zápěstí
1	12-16 cm
2	16-20 cm
3	20-24 cm



## ORTÉZA PALCE RUKY POLFIX

Je určena při dislokaci, distorzi, poranění šlachových úponů, po chirurgických zákrocích, frakturách. Dále při degenerativních a revmatických onemocněních kloubů palce, zmírňuje bolest po fyzickém přetížení. Kompenzuje poranění a jeho následky. Ortéza palce je vyztužena PE dlahou. Levé nebo pravé provedení.



## BANDÁŽ LOKETNÍ CUBITUS

Loketní bandáž je aplikována při zánětech a revmatických potížích v oblasti loketního kloubu a při bursitidě. Lehká bandáž reflexně napomáhá zmírnění bolesti. K dalšímu upevnění slouží poutací pásek se suchým zipem. Bandáž je z termomateriálu, po celé délce rozepínací. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0078960

Velikost	Obvod přes loketní kloub
1	22-26 cm
2	26-30 cm
3	30-34 cm

## BANDÁŽ LOKETNÍ S PELOTAMI EPITEX

Bandáž lokte je aplikována při epikondylitidě, potížích radiálního epikondyly, při arrotickém a revmatickém postižení lokte. Je určena ke stabilizaci lokte, k doléčení po luxaci, jako podpůrná bandáž a tepelný izolant. K dalšímu upevnění bandáže slouží 2 odnímatelné peloty a 2 dotahové pásky. Bandáž je neoprenová, po celé délce rozepínací. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0093905

Velikost	Obvod přes loketní kloub
1	21-23 cm
2	23-25 cm
3	25-28 cm
4	28-31 cm
5	31-33 cm
6	33-35 cm

## ORTÉZA LOKETNÍ S JEDNOOSÝM KLOUBEM OLEKRAN

Ortéza lokte je aplikována u úrazů, u pooperačních stavů, při zánětech, instabilitě a revmatické bolesti v oblasti loketního kloubu. Vyztužena dvěma jednoosými plastovými planžetami bez limitace. Po celé délce rozepínací. Je vyrobena nánosového materiálu, vnitřní strana je z bavlněné pletáže. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0093733

Velikost	Obvod přes loketní kloub
1	21-23 cm
2	23-25 cm
3	25-28 cm
4	28-31 cm
5	31-33 cm
6	33-35 cm



# FIXAČNÍ POMŮCKY

kód VZP – 04-0011469

Velikost univerzální



## PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ EPIKOND

Určeno pro pacienty s „tenisovým loktem“. Peloty vytvářejí tlak na šlachové úpony, čímž snižují jejich bolestivost. Peloty jsou stavitelné pomocí suchého zipu podle bolestivosti bodů a anatomických poměrů. Barva béžová nebo modrá. Oboustranné provedení.

kód VZP – 04-0011856

		Obvod hrudi
Velikost	1	80-95 cm
	2	95-110 cm
	3	110-125 cm



## BANDÁŽ RAMENNÍ HUMERUS

Bandáž je určena k podpoře ramenního kloubu, při akutních a chronických zánětech, revmatických procesech a po punkcích. Přes paži rozepínací. Tepelný izolant. Termomateriál. Oboustranné provedení.

kód VZP – 04-0093825

		obvod přes biceps
Velikost	1	24-28 cm
	2	28-32 cm
	3	32-35 cm
	4	35-38 cm
	5	38-42 cm



## ORTÉZA RAMENE OMATEX

Ortéza je určena k omezení elevace v ramenním kloubu po poranění svalů a šlach, při akutních i chronických zánětlivých procesech, revmatismu, k pooperačnímu doléčení, při instabilitě ramenního kloubu lehčího stupně, k lokální tepelné izolaci. Neoprenový návlék, oboustranné provedení.



## ORTÉZA KOLENNÍ ROZEPÍNACÍ TYP 1

Ortéza se aplikuje po úrazech kolenního kloubu, vazivových úponů, při chronických potížích a lehké kolenní instabilitě. Je vhodná pro pacienty s revmatickými a arthrotickými obtížemi. Je vyztužena dvěma dvouosými plastovými planžetami bez limitace. Zpevnění česky podporuje kruhové vypodložení. Celorozepínací, neoprenová. **Rozšířená velikostní řada.**



LEVÉ NEBO PRAVÉ  
PROVEDENÍ

kód VZP – 04-0063693

Velikost	Obvod přes koleno	Obvod stehna
1	30-33 cm	38-41 cm
2	33-36 cm	41-44 cm
3	36-39 cm	44-47 cm
4	39-42 cm	47-50 cm
5	42-45 cm	50-53 cm
6	45-48 cm	53-56 cm
7	<b>48-51 cm</b>	<b>65-70 cm</b>
8	<b>51-54 cm</b>	<b>70-75 cm</b>

## ORTÉZA KOLENNÍ PATELÁRNÍ TYP 2

Ortéza fixuje kolenní kloub a postranní vazy. Indikováno u úrazů, po operačních výkonech, při artrózách, artritidě, lehkých kolenních instabilitách a poškození menisku. Je vyztužena dvěma dvouosými plastovými planžetami bez limitace. Zpevnění česky podporuje kruhové vypodložení. Neoprenový návlek.



kód VZP – 04-0063694

Velikost	Obvod přes koleno
1	30-33 cm
2	33-36 cm
3	36-39 cm
4	39-42 cm
5	42-45 cm
6	45-48 cm

## ORTÉZA KOLENNÍ S BOČNÍ FIXACÍ TYP 3

Ortéza fixuje kolenní kloub a česku. Používá se po operačních výkonech, u úrazů, ke zmírnění bočních a předozadních instabilit kolenních vazů, při artrózách, artritidě a poškození menisku. Je vyztužena čtyřmi spirálovými planžetami. Zpevnění česky podporuje kruhové vypodložení. Návlek z pružného materiálu.



kód VZP – 04-0063851

Velikost	Obvod přes koleno
1	30-33 cm
2	33-36 cm
3	36-39 cm
4	39-42 cm
5	42-45 cm
6	45-48 cm



# FIXAČNÍ POMŮCKY

kód VZP – 04-0063695

Velikost	Obvod přes koleno
1	30-33 cm
2	33-36 cm
3	36-39 cm
4	39-42 cm
5	42-45 cm
6	45-48 cm



## BANDÁŽ KOLENNÍ PLNÁ TYP 4

Bandáž je indikována po operačních výkonech, po úrazech, při artrózách, artritidě a dalších chronických obtížích.

Je vyztužena čtyřmi spirálovými planžetami. Tepelný izolant.

Neoprenový návlek.

kód VZP – 04-0063729

Velikost	Obvod přes koleno
1	30-33 cm
2	33-36 cm
3	36-39 cm
4	39-42 cm
5	42-45 cm
6	45-48 cm



## BANDÁŽ KOLENNÍ PATELÁRNÍ TYP 5

Bandáž je indikována po operačních výkonech, po úrazech, při artrózách, artritidě a dalších chronických obtížích.

Je vyztužena čtyřmi spirálovými planžetami. Zpevnění česky podporuje kruhové vypodložení. Tepelný izolant.

Neoprenový návlek.

kód VZP – 04-0063730

Velikost	Obvod přes koleno
1	30-33 cm
2	33-36 cm
3	36-39 cm
4	39-42 cm
5	42-45 cm
6	45-48 cm



## BANDÁŽ KOLENNÍ PRUŽNÁ TYP 6

Bandáž lehce fixuje kolenní kloub. Působením komprese a podporou vedení česky dochází ke zmírnění bolestivosti u úrazů, zánětlivých onemocněních a u chronických obtížích. Je vyztužena čtyřmi spirálovými planžetami. Zpevnění česky podporuje kruhové vypodložení. Návlek z pružného materiálu.



## ORTÉZA KOLENNÍ ROVNÁ OK 03

Kolenní ortéza se používá k rigidní fixaci kolenního kloubu po poranění česky a kolenních vazů. Šířka ortézy je stavitelná, k upevnění slouží poutací pásky se stavitelnými suchými zipy. Délka ortézy se řídí výškou postavy. Ortéza je vyztužena rigidními planžetami bez kloubů.



**INOVACE**

kód	VZP – 04-0022889	
Velikost	Délka ortézy	výška postavy
1	40 cm	do 160cm
2	50 cm	160 – 175 cm
3	60 cm	175 – 185 cm
4	65 cm	nad 185 cm

## ORTÉZA KOLENNÍ S FLEXÍ 20° OK 05

Tato kolenní ortéza se používá k rigidní fixaci kolenního kloubu ve 20° úhlu. Šířka ortézy je stavitelná, k upevnění slouží poutací pásky se stavitelnými suchými zipy. Délka ortézy se řídí výškou postavy. Ortéza je vyztužena rigidními planžetami bez kloubů.



**INOVACE**

kód	VZP – 04-0022890	
Velikost	Délka ortézy	výška postavy
1	40 cm	do 160cm
2	50 cm	160 – 175 cm
3	60 cm	175 – 185 cm
4	65 cm	nad 185 cm

## PÁSKA INFRAPATELÁRNÍ PATELA

Působením tlaku peloty na šlachový úpon čtyřhlavého svalu dochází ke zmírnění bolestivosti u úrazů a zánětů. Dotahový pásek lze zmenšit ustřížením volné části neoprenu. Velikost univerzální.



kód	VZP – 04-0063624
Velikost	univerzální



# FIXAČNÍ POMŮCKY

## ZPEVŇOVAČ KOTNÍKU

Používá se ke zpevnění kotníku při distorsích hlezna a jako prevence. Je vyráběn jako elastický návlek ve tvaru osmičky. Lze jej nosit do obuvi.



kód VZP – 04-0021672

Velikost	Obvod kotníku
1	19-21 cm
2	21-23 cm
3	23-25 cm
4	25-27 cm

## BANDÁŽ KOTNÍKU ELASTICKÁ TALUTAPE

Bandáž je určena k lehké stabilizaci kotníku při lehkých degenerativních a zánětlivých onemocněních a lehké distorsi. Elastický tah se zapíná do tvaru osmičky pomocí suchého zipu, který připevníme k měkkému podložení chodidla. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0063718

Velikost	Obvod kotníku
1	16-20 cm
2	20-24 cm
3	24-27 cm
4	27-30 cm
5	30-34 cm

## BANDÁŽ HLEZENNÍ TARSA

Je určena k fixaci tarsální a metatarsální krajiny, hlezenního kloubu a vaziva po úrazech a chirurgických výkonech a při chronické instabilitě. Tato léčebná a preventivní pomůcka je opatřena pružnými upínacími pásky. Rozepínací. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0011821

Velikost	Obvod kotníku
1	21-23 cm
2	23-25 cm
3	25-28 cm



## ORTÉZA HLEZENÍ SE DVĚMA PLANŽETAMI MALEOFIX

Ortéza je určena k aplikaci při chronických nestabilitách, při pooperačním doléčení a k doléčení po sádrových fixacích, po těžkých distorsích hlezna, zánětlivých onemocněních v oblasti hlezna a nohy. Na bočních stranách je ortéza vyztužena dvěma PE planžetami. Další fixace ortézy je podpořena samostatnou tejpovací páskou. Oboustranné provedení.



kód VZP – 04-0063719

Velikost	Obvod kotníku
1	20-24 cm
2	24-27 cm
3	27-30 cm

## BANDÁŽ LÝTKA MYOSUR

Bandáž je určena pro poúrazové stavy svalů a šlach, je kompresní a zahřevná. Indikace pro svalové ruptury, myalgie, entezopatie, kontuze, k doléčení po operacích svalového poranění, zmírňuje bolest při přetížení a při chronických bércových zánětech svalů. Neoprenový návlek.



kód VZP – 04-0140413

Velikost	Obvod lýtky	Výška bandáže
1	28-33 cm	22 cm
2	33-38 cm	22 cm
3	38-43 cm	22 cm
4	43-48 cm	22 cm

## BANDÁŽ STEHENNÍ ZPEVNŮJÍCÍ FEMUR

Fixace stehenního svalu po natržení nebo namožení svalových vláken, po chirurgických zákrocích a při myalgií. Je vhodná také jako preventivní pomůcka. Barva bílá.



Výška 20 cm

kód VZP – 04-0078305

Velikost	Obvod stehna
1	48-55 cm
2	55-62 cm
3	62-70 cm

**INOVACE**



# FIXAČNÍ POMŮCKY

kód VZP – 04-0011819

		Délka ramenních tahů
Velikost	1	45-55 cm
	2	55-65 cm
	3	60-70 cm
	4	70-80 cm
	5	80-90 cm
	6	85-95 cm



## ORTÉZA KLÍČNÍ KOSTI KLAVIS

Slouží k fixaci klíční kosti po úrazech a chirurgických výkonech vyžadujících omezení pohybu ramenního pletence.

Bandáž lze využít také ke korekci vadného držení těla. Určeno pro děti i dospělé. Ramenní tah se měří přes rameno od středu páteře v úrovni lopatek.

Výška zad 35 cm

kód VZP – 04-0063668

		Obvod v pase
Velikost	1	70-80 cm
	2	80-90 cm
	3	90-100 cm
	4	100-110 cm
	5	110-120 cm
	6	120-130 cm



## BANDÁŽ KLAVIKULÁRNÍ LINEUS

Bandáž je určena k fixaci klíční kosti po úrazech a chirurgických výkonech.

V zádové části je vyztužena dvěma planžetami. Bandáž lze využít také ke korekci vadného držení těla.

kód VZP – 04-0078937

Velikost univerzální



## PODPŮRNÝ ZÁVĚS HORNÍ KONČETINY

Používá se jako podpora paže po parézách, CMP a úrazech horních končetin. Napomáhá držení palce v extenzi. Délku závěsu lze přizpůsobit podle anatomických poměrů jednotlivce. Barva tělová. Oboustranné provedení.



## ZÁVĚS FIXAČNÍ HORNÍ KONČETINY

Závěs je určen pro použití při léčbě po úrazech nebo chirurgických zákrocích na horní končetině a při CMP. Omezuje nežádoucí pohyb končetiny, snižuje bolestivost. Doporučená flexe končetiny je 90°. Velikost závěsu se měří od lokte k malíkovému kloubu. Barva tělová. Oboustranné provedení.



kód	VZP – 04-0010328
-----	------------------

	vzdálenost od lokte k malíkovému kloubu	
Velikost	1	25-30 cm – dětská
	2	35-40 cm
	3	45-50 cm

## BANDÁŽ ŽEBERNÍ ZPEVŇUJÍCÍ DÁMSKÁ

Bandáž je určena k fixaci žeber. Aplikuje se při zlomeninách nebo bolestivých naraženích a při natrženém nebo namoženém svalstvu. Pod prsy snížení o 3cm. Barva bílá nebo tělová.



Výška	Kód	Barva
16 cm	VZP – 04-0078303	BÍLÁ
16 cm	VZP – 04-0078304	TĚLOVÁ

	Obvod pod prsy	
Velikost	1	60-75 cm
	2	75-90 cm
	3	90-105 cm
	4	105-120 cm
	5	120-135 cm

## BANDÁŽ ŽEBERNÍ ZPEVŇUJÍCÍ PÁNSKÁ

Bandáž je určena k fixaci žeber. Aplikuje se při zlomeninách nebo bolestivých naraženích a při natrženém nebo namoženém svalstvu. Barva bílá nebo tělová.



Výška	Kód	Barva
16 cm	VZP – 04-0078301	BÍLÁ
16 cm	VZP – 04-0078302	TĚLOVÁ

	Obvod pod prsy	
Velikost	1	60-75 cm
	2	75-90 cm
	3	90-105 cm
	4	105-120 cm
	5	120-135 cm



# FIXAČNÍ POMŮCKY

Výška	8 cm	kód	VZP – 04-0018021
	10 cm		VZP – 04-0018020

Délka	45 cm
límce	50 cm
	55 cm
	60 cm

**INOVACE POTAHU**



## NÁKRČNÍK FIXAČNÍ VÝŠKA 8 a 10 cm ROVNÝ

Fixace krční páteře po úrazech a při patologických změnách. Je nedílnou součástí odborných výkonů ortopedických, chirurgických a rehabilitačních lékařů. Tepelně izoluje. Délka límce je cca o 10 cm větší než obvod krku. Bílé nebo tmavě šedé provedení.

kód	VZP – 04-0078308
-----	------------------

Délka	30 cm
límce	35 cm
	40 cm
	45 cm
	50 cm
	55 cm
	60 cm



**INOVACE POTAHU**

## NÁKRČNÍK FIXAČNÍ VÝŠKA 6 cm ROVNÝ

Fixuje krční páteř, tepelně izoluje. Vzhledem ke snížené výšce je nákrčník vhodný i pro děti. Délka límce je cca o 10 cm větší než obvod krku. Bílé nebo tmavě šedé provedení.

kód	VZP – 04-0023848
-----	------------------

Délka	45 cm
límce	50 cm
	55 cm
	60 cm



**INOVACE POTAHU**

## NÁKRČNÍK FIXAČNÍ VÝŠKA 8 cm ANATOMICKÝ

Vlastnosti jsou stejné jako u rovné varianty, je oblíbený pro anatomické tvarování. Délka límce je cca o 10 cm větší než obvod krku. Bílé nebo tmavě šedé provedení.



## INOVACE POTAHU


### NÁKRČNÍK FIXAČNÍ S VÝZTUHOU

Nákrčník fixační s PE výztuhou zajišťuje imobilizaci krční páteře, a tím tlumí bolest při akutních onemocněních a nemocech degenerativního typu, při vrozených vadách krční páteře, u některých typů úrazů. Zároveň je užíván k doléčení po operacích v oblasti krku a krční páteře. Délka límce je cca o 10cm větší než obvod krku. Bílé nebo tmavě šedé provedení.



Výška	8 cm	kód	VZP – 04-0140412
	10 cm		VZP – 04-0140411

Délka	45 cm
límce	50 cm
	55 cm
	60 cm



### FIXAČNÍ LÍMEC PICEK

Lehký fixační límec s polyetylenovou výztuhou, mezi jeho výhody patří malá objemnost a univerzální velikost. Upevnění vázací tkanicí.




kód	VZP – 04-0000646
-----	------------------

Délka	32 cm	Výška	7 cm
límce			

### VÁLEČEK POD RAMENO STRAP I, STRAP II

1 nebo 2 válečky (d. 20cm, Ø 8cm) umístěné do podpaží zajišťují centraci hlavice ramenního kloubu. Vhodné pro pacienty s plegií hor. končetiny a po CMP. Středem válečku je provlečen 3m dlouhý popruh, který je veden křížem přes záda a upevňuje se pomocí přezky.



Velikost univerzální



# FIXAČNÍ POMŮCKY

kód VZP – 04-0000587

Velikost	1	35-37
dle obuvi	2	38-40
	3	41-43
	4	44-46



## KOREKTOR VBOČENÉHO PALCE NOHY (BEZ VÝZTUHY)

Určeno pro halux vagus s mírným stupněm vbočení bez artritických změn případně k udržení správného postavení palce a k rehabilitaci po provedených operacích. Aplikuje se převážně na noc, pro denní užití lze nosit v domácí širší obuvi. Oboustranné provedení.

kód VZP – 04-0022465

Velikost	1	36-38
dle obuvi	2	39-41
	3	42-44



## KOREKTOR PŘÍČNĚ PLOCHÉ NOHY (SRDÍČKO ZÁVĚSNÉ)

Korektor je určen pro příčně plochou nohu jako podpurná pomůcka příčné nožní klenby. Poutko korektoru se navlékne na prst nohy vedle palce a korektor se umístí v oblasti metatarsálních kůstek pod příčnou nožní klenbu. Určeno pro nošení v obuvi. Prodává se v páru.

kód VZP – 13-0001385

Velikost univerzální



## PÁSKA OČNÍ S TKANICÍ

Slouží k ochraně oka nebo k zakrytí defektu. Černá barva výrobku zevního materiálu zabraňuje nežádoucímu pronikání světla k oku.



## BOTA POOPERAČNÍ TOTA

Pooperační bota je indikována do interiéru jako bota dočasná, určena k okamžitému řešení objemových změn nohy, jako jsou chronické otoky atp. Zajišťuje další krycí vrstvu pooperačních bandáží. Podrážka je opatřena protiskluzovou úpravou. Oboustranné provedení.



kód VZP – 16-0062907 Z\*

Velikost dle délky chodidla	1	22-23 cm
	2	24-25 cm
	3	26-27 cm
	4	28-30 cm

## BOTA POOPERAČNÍ SEMIKA

Pooperační bota je určena do interiéru jako bota dočasná. Je indikována pro stavy po operacích v oblasti přednoží (hallux valgus, hallux rigidus, digiti malei) a pro syndrom diabetické nohy. Zajišťuje odlehčení a stabilizaci celého přednoží. Podrážka je opatřena protiskluzovou úpravou. Oboustranné provedení.



kód VZP – 16-0062906 Z\*

Velikost dle délky chodidla	1	22-23 cm
	2	24-25 cm
	3	26-27 cm
	4	28-30 cm

## SUSPENZOR ERGON

Slouží jako léčebný a chirurgický prostředek. Váček suspenzoru omezuje bolestivý pohyb šourku při zánětech, operacích, aplikuje se při kýlách, po úrazech aj.



kód VZP – 04-0078681

Velikost	1	Obvod boků	Výška váčku
	2	50-120 cm	14 cm
	3	50-120 cm	16 cm
	4	60-140 cm	18 cm
	5	60-140 cm	20 cm

A = výška váčku



# OSTATNÍ POMŮCKY

kód VZP – 04-0022891

Obvod pod kolenem  
Velikost 1 20-35 cm  
2 35-50 cm



## TAH PERONEÁLNÍ

Stavitelný elastický tah pomáhá zvedat špičku nohy a usnadňuje chůzi při parézách nebo při neuropatiích s postižením motorické funkce bérce svalů. Délka tahu je stavitelná pomocí suchého zipu.

kód VZP – 04-0078691

Délka tahu  
Velikost 1 8 cm  
2 10 cm  
3 12 cm  
4 14 cm  
5 16 cm



## TAH PERONEÁLNÍ KOTNÍKOVÝ-PERON

Elastický tah zvedá špičku nohy a usnadňuje chůzi při parézách. Délka tahu se měří od obvodu kotníku ke kořenům prstů nohy (místo zapnutí tahu na obuvi). Obvod pásky kolem kotníku je stavitelný pomocí suchého zipu.

Šířka 10 cm

kód VZP – 04-0000669

Velikost stavitelná pomocí řemínků.



## MANŽETA ZÁPĚSTNÍ KOŽENÁ (S DVĚMA ŘEMÍNKY)

Léčebný prostředek při poranění svalových nebo šlachových úponů a prevence k ochraně a zpevnění zápěstí při zvýšené námaze. Manžeta je podložena měkkou usní.



Velikost stavitelná pomocí řemenů.



Velikost stavitelná pomocí řemínků.

Šířka

7 cm	na ruce
9 cm	na nohy



## POPRUHY PRO NEKLIDNÉ PACIENTY

Určené pro velmi pevné připoutání pacienta k lůžku za horní a dolní končetiny. Popruhy jsou doplněny koženými poutacími pásky, podloženými plstí. Prodej samostatně i jako sada.

## MANŽETA KOŽENÁ S ÚCHYTEM, PRO NEKLIDNÉ PACIENTY

Pomocí manžet lze pacienty za ruce nebo za nohy připoutat k lůžku. Pro horní i dolní končetiny, prodej po kusech. Manžety jsou podloženy usní.



## PÁSEK KOŽENÝ ZÁPĚSTNÍ

Manžeta k ochraně a zpevnění zápěstí při zvýšené námaze.

Šířka 4,5 cm

Velikost stavitelná pomocí pásku.

## POPRUH POUTACÍ LEHKÝ PRO DOSPĚLÉ, PRO DĚTI

Napomáhá zabránit nežádoucímu pohybu pacienta při aplikaci infuze, transfuze nebo sondy a jejímu případnému vytržení. Je určen k uchycení ruky k lůžku. Zapínání pomocí suchého zipu. Prodej po kusech.

Šířka

6 cm	pro děti
8 cm	pro dospělé



# OSTATNÍ POMŮCKY

Velikost	Obvod boků	Délka kazajky
1	105 cm	62 cm
2	120 cm	64 cm
3	140 cm	65 cm



## KAZAJKA SVĚRACÍ

Účinný prostředek k omezení pohybu neklidných pacientů. Pomocí spoutání prodloužených rukávů kazajky za záda lze bezbolestně imobilizovat horní končetiny pacienta, který je ohrožen sebepoškozením.

kód VZP – 13-0078680 Z\*

Velikost univerzální



## ANTIDEKUBITNÍ POMŮCKY

### BOTIČKA ANTIDEKUBITNÍ BONA

Botička je určena k odlehčení končetiny u ležících pacientů. Zamezuje vzniku dekubitů. Je hřejivá. Velikost je nastavitelná pomocí pásky se suchým zipem, který vede přes nárt.

kód VZP – 13-0062908 Z\*

Velikost univerzální



### PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ LOKETNÍ BONKA

Podložka je určena k odlehčení horní končetiny u ležících pacientů. Zamezuje vzniku dekubitů. Je hřejivá. Velikost je stavitelná pomocí pásky se suchým zipem.



## PODLOŽKA SEDACÍ ANTIDEKUBITNÍ PALIA 49×49cm, PALIA 49×49cm SE ZIPEM

Sedací podložka poskytuje komfort s vysokým odlehčením sedací partie. Použití je vhodné při dekubitách, úrazech kostrče, chirurgických zákrocích v rektální oblasti, u poporodních stavů. Podporuje správné držení těla a tím i účinné odlehčení páteře. Další varianta podložky sedací je opatřena zipem, který umožňuje doplnění kuličkami dle potřeby. Provedení: bavlněný povrch, omyvatelný povrch.



potah bavlna [VZP 13-0093714 Z\\*](#)

potah omyvatelný [VZP 13-0093715 Z\\*](#)

potah bavlna se zipem a náhr. kuličkami [VZP 13-0093716 Z\\*](#)

potah omyvatelný se zipem a náhr. kuličkami [VZP 13-0093717 Z\\*](#)

## KULIČKY PĚNOVÉ - NÁHRADNÍ NÁPLŇ 100g

K polohovacím pomůckám plněným PE kuličkami nabízíme možnost dokoupení samostatné náhradní náplně. Výrobky lze tímto způsobem doplnit kuličkami dle individuálního požadavku.



## PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ POD PATU A LOKET PALIA 29×29 cm

Podložka zabraňuje tlaku na patní nebo loketní kost, odlehčuje Achillovu šlachu, jemně fixuje a umožňuje aretaci končetiny bez omezení krevního oběhu. Zabraňuje vzniku dekubitů. Variabilní zapínání na suchý zip. Provedení: bavlněný povrch. [VZP 13-0093718 Z\\*](#)



*Z\* je nutné schválení revizním lékařem*

*Lze prát i s kuličkami*



# POLOHOVACÍ POMŮCKY

Potahové materiály jsou značeny u jednotlivých výrobků



bavlněný



omyvatelný



bavlněný  
vzorovaný



omyvatelný  
vzorovaný

## REHABILITAČNÍ PODLOŽKY Z PĚNOVÝCH PE KULIČEK

Polohovací pomůcky z pěnových PE kuliček umožňují stabilní polohování končetin nebo dalších tělesných partií, krátkodobou fixaci, profylakticky působí u dekubitů, bolestí zad, kontraktur a pneumonií.

Aktuální nabídka barevných vzorů je umístěna na [www.ergon.cz](http://www.ergon.cz)



## VÁLEC POLOHOVACÍ PERHA 60×35 cm

Rehabilitační pomůcka určená k polohování končetin a dalších tělesných partií při rehabilitačních cvičeních jak ve zdravotnických zařízeních, tak i domácím prostředí. Náplň PE kuličky.



## KLÍN POLOHOVACÍ PERHA 98×48 cm

Rehabilitační pomůcka určená k polohování ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí. Klín je vhodný k přechodné fixaci končetin, při polohování končetin a dalších tělesných partií, při rehabilitačním cvičení i na lůžku. Přetočené sešití konců klínu zvyšuje stabilitu. Náplň PE kuličky.





## POLŠTÁŘ RELAXAČNÍ PERHA 44×48 cm

Anatomický tvar polštářku umožňuje výraznou podporu krční páteře. Prošíití polštářku zvyšuje rovnoměrné rozložení PE kuliček. Náplň PE kuličky.



## VÁLEC POLOHOVACÍ PERHA 198×20 cm

Víceúčelová pomůcka pro polohování. Ergonomicky se přizpůsobí anatomickým poměrům každého jednotlivce. Profylaktická působnost u dekubitů, bolestí zad, kontraktur a pneumonií. Polohovací válec lze využít ke stabilnímu polohování končetin, krátkodobé fixaci ramen, v neurologii a pooperační péči slouží ke stabilizaci pacientů se sníženým vědomím. Lze využít i jako relaxační polštář. Je opatřen zipem umožňujícím doplňování PE kuličkami. Náhradní náplň je součástí výrobku.



## PODLOŽKA PĚTIDÍLCOVÁ POLOHOVACÍ PERHA 78×75 cm

Pět prošíitých dílců podložky umožňuje stabilní polohování a odlehčení postižených míst dolních končetin i dalších tělesných partií. Na základě její flexibility je použití univerzální. Podložku lze kombinovat s dalšími polohovacími pomůckami.



*Lze prát i s kuličkami*





# POLOHOVACÍ POMŮCKY

## PODLOŽKA RELAXAČNÍ SOMA 250×38 cm



Podložka relaxační SOMA je určena ke stabilizačnímu polohování těla a kloubů, k fixování a aretování těla v úlevových polohách pro klouby a šlachový aparát. Využívá se při myopatiích, stavech s nervově svalovým postižením, po CMP, pro udržení stabilizační polohy na lůžku k lepší ventilaci, u dlouhodobě ležících jako prevence dekubitů. Výplň PE kuličkami umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku opěrných bodů, tepelně izoluje. Výrobek se skládá z vnitřního obalu naplněného PE kuličkami s možností doplňování a z povlaku. Náhradní náplň je součástí výrobku.



## PODKOVA PRO POLOHOVÁNÍ BATUL 200×35 cm



Podkova pro polohování BATUL je určena ke zmírnění následků zdravotního postižení při DMO a dětských neurogenních onemocněních a k bazální stimulaci. Působí jako prevence dekubitů na prominence kloubů a oblast kostrče. Pomocí polohování a fixace lze snížit bolesti v zádech při kojení i v těhotenství, může být používána ke stabilizačnímu polohování dospělých i dětí. Variabilní zapínání zúžených konců umožňuje vázací tkaloun. Výrobek se skládá z vnitřního obalu naplněného PE kuličkami s možností doplňování a z povlaku. Náhradní náplň je součástí výrobku.



## PODLOŽKA POLOHOVACÍ PRO KOJENCE PERHA 80×65 cm



Podložka je vhodná pro ošetřování, masáže, rehabilitační cvičení a přebalování kojence. Zvýšené okraje podložky, které jsou naplněny PE kuličkami, slouží jako prevence pádu a udeření při aktivitách kojence. Omyvatelný povrch umožňuje snadnou údržbu.





Polohovací pomůcky NEONATO jsou určeny pro novorozence ke stabilnímu polohování, k bazální stimulaci, k fixování a aretování těla v různých pozicích. Kompenzují statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních anomáliích. Podporují fyziologický rozvoj nervově svalového a kloubního systému. Výplň PE kuličkami zaručuje jejich tepelně izolační vlastnosti. Jsou určeny pro neonatologická oddělení do inkubátorů, pro rehabilitaci i pro domácí péči. Materiály jsou testovány na zdravotní nezávadnost. Aktuální nabídka bavlněných barevných vzorů je umístěna na [www.ergon.cz](http://www.ergon.cz)



**NOVINKA**

## VAK NOVOROZENECKÝ NEONATO I 80×65 cm

Je určen pro polohování kojenců s váhou nad 2000g. Ovál plněný PE kuličkami je určen k bazální stimulaci kojence, umožňuje polohování a aretování těla ve fetální poloze. Podporuje fyziologický rozvoj nervově svalového systému. Má tepelně izolační vlastnosti. Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních anomáliích. Je určen i pro větší, fyziologicky se vyvíjející, kojence. Dvojitý obal se zipem zajišťuje snadnou údržbu.



## VAK NOVOROZENECKÝ NEONATO II 50×35 cm

Je určen pro polohování nedonošených kojenců s váhou od 600-2500g. Ovál plněný PE kuličkami je určen k bazální stimulaci kojence, umožňuje polohování a aretování těla ve fetální poloze. Podporuje fyziologický rozvoj nervově svalového systému. Má tepelně izolační vlastnosti. Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních anomáliích. Je určen pro nedonošené děti v inkubátoru i pro větší, fyziologicky se rozvíjející, kojence.





# POLOHOVACÍ POMŮCKY NEONATO



## VÁLEČEK NOVOROZENECKÝ NEONATO III 110×12 cm a NEONATO IV 80×10 cm

Je určen pro polohování kojenců. Váleček plněný PE kuličkami je určen k bazální stimulaci kojenice, umožňuje polohování a aretování těla. Podporuje fyziologický rozvoj nervové svalového systému. Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních anomáliích. Má tepelně izolační vlastnosti. Je určen pro nedonošené děti v inkubátoru i pro větší kojenice.



## VÁLEČEK NOVOROZENECKÝ TVAROVANÝ NEONATO V 60×14 cm a NEONATO VI 45×10 cm

Je určen pro polohování kojenců. Tvar půlměsíce plněný PE kuličkami je určen k bazální stimulaci kojenice v oblasti ramen, hlavy a nožiček, umožňuje jeho polohování a aretování. Podporuje fyziologický rozvoj nervové svalového systému. Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních anomáliích. Má tepelně izolační vlastnosti. Je určen pro nedonošené děti v inkubátoru i pro větší, fyziologicky se rozvíjející, kojenice.



## PODKOVA NOVOROZENECKÁ NEONATO VII 70×10 cm

Podkova plněná PE kuličkami je určena k bazální stimulaci kojenice v oblasti ramen, hlavy a nožiček, umožňuje jeho polohování a aretování. Podporuje fyziologický rozvoj nervové svalového systému. Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních anomáliích. Má tepelně izolační vlastnosti. Je určen pro nedonošené děti v inkubátoru i pro větší, fyziologicky se vyvíjející, kojenice.

# POLOHOVACÍ POMŮCKY NEONATO



## PODLOŽKA HLAVIČKY NOVOROZENECKÁ NEONATO VIII Ø 20 cm

S odlehčením ve středové části, je určena pro polohování hlavičky kojenců. Podložka ve tvaru kruhu plněná PE kuličkami je určena k bazální stimulaci pro polohování, stabilizaci a aretování hlavičky, k fyziologickému rozvoji nervově svalového systému kojence, kompenzuje poporodní následky nervově svalového poškození v oblasti krční páteře. Podložka má tepelně izolační vlastnosti. Lze ji použít u nedonošených dětí v inkubátoru a u větších kojenců v domácím prostředí.



## PODLOŽKA POLOHOVACÍ PERHA 120×23 cm

Podložka ve tvaru válce plněná PE kuličkami je určena ke stabilizačnímu polohování těla a kloubů, k fixování a aretování těla v různých úlevových polohách. Působí profylakticky u dekubitů a bolesti zad. Velmi dobře se hodí pro fixaci potřebné polohy u kojenců.



Lze prát i s kuličkami

33

ERGON



# POLOHOVACÍ POMŮCKY

## REHABILITAČNÍ PODLOŽKY Z PUR PĚNY

Výrobky PURO jsou vyrobeny z kvalitní PUR pěny s různou hustotou. Rehabilitační podložky PURO jsou díky jednoduché manipulaci a nízké hmotnosti používány k polohování pacientů, jako prevence dekubitů, při rehabilitačním cvičení a v neposlední řadě pro široké domácí použití. Výrobky nabízíme v bavlněném nebo omyvatelném potahu, který zaručuje paroprodyšnost, vodoodpudivost, odolnost proti promáčení.



Název		Rozměr cm
PURO 1	rehabilitační váleček	35×15 cm
PURO 2	rehabilitační kvádr	40×25×8 cm
PURO 3	rehabilitační klín	30×45×15 cm
PURO 4	rehabilitační tvarovka	32×22×5 cm
PURO 14	rehabilitační polohovací půlváleček	25×12 cm
<b>NOVINKA</b>		
PURO 15	rehabilitační polohovací půlváleček	40×17 cm
<b>NOVINKA</b>		
PURO 16	rehabilitační polohovací 3/4 váleček	25×18×18 cm
<b>NOVINKA</b>		
PURO 17	rehabilitační polohovací 3/4 váleček	50×18×18 cm
<b>NOVINKA</b>		
PURO 20	rehabilitační kvádr polohovací	50×35×10 cm
<b>NOVINKA</b>		





## REHABILITAČNÍ PODLOŽKY Z PUR PĚNY

Další výrobky z řady rehabilitačních podložek PURO se využívají především po ortopedických, neurologických a chirurgických operačních zákrocích. Pomáhají stabilizovat končetiny v požadovaném úhlu, podložní kolečka zabraňují vzniku dekubitů. Výrobky nabízíme v bavlněném nebo omyvatelném potahu, který zaručuje paroprodyšnost, vodoodpudivost, odolnost proti promáčení. Podložní kolečka jsou potažena materiálem mikro.

Název		Rozměr cm
PURO 8	klín abdukční	26×16×22×14cm
PURO 9	klín mezikolení	26×20×14cm
PURO 11 <b>NOVINKA</b>	opěra pro končetiny	50×20×20cm
PURO 12 <b>NOVINKA</b>	opěra pro končetiny	80×30×20cm
PURO 13 <b>NOVINKA</b>	polohovací klín pro končetiny	60×30×20cm
PURO 18 <b>NOVINKA</b>	podložka antidekubitní kruh	Ø 15cm
PURO 19 <b>NOVINKA</b>	podložka antidekubitní kruh	Ø 20cm





## REHABILITAČNÍ PODLOŽKY Z POJENÉ PUR PĚNY

Rehabilitační podložky PURO z tohoto materiálu splňují požadavky na pevnost a stálost tvaru, výborně odolávají tlaku. Rehabilitační kvádry jsou určeny pro pacienty po operacích kyčelního kloubu, sedací klín podporuje správné držení těla. Výrobky nabízíme v bavlněném nebo omyvatelném potahu, který zaručuje paroprodyšnost, vodoodpudivost, odolnost proti promáčení.

Název		Rozměr cm
PURO 5	rehabilitační klín sedací	38×38×8 cm
PURO 6	rehabilitační kvádr sedací	40×40×8 cm
PURO 7	rehabilitační kvádr sedací	50×35×10 cm
PURO 10 <b>NOVINKA</b>	rehabilitační kvádr sedací	40×40×12 cm





## ELASTICKÁ KOLENNÍ BANDÁŽ D0207

Bandáž s kompresí je indikována při natržení svalu, vymknutí, post-traumatických rehabilitacích (po kontuzi, sádrovém obvazu a chirurgickém zákroku) a při různých sportovních aktivitách.



S	31-36 cm	<i>měřeno přes</i>
M	35-41 cm	<i>kolenní kloub</i>
L	40-46 cm	
XL	45-50 cm	

## ELASTICKÁ HLEZENNÍ BANDÁŽ D0403

Bandáž s kompresí je vhodná ke zpevnění hlezenního kloubu, při posttraumatických stavech, artróze a zánětech vazů.



S	22-26 cm	<i>měřeno</i>
M	25-30 cm	<i>přes kotník</i>
L	29-35 cm	
XL	34-40 cm	

## ELASTICKÁ LOKETNÍ BANDÁŽ D0606

Bandáž s kompresí chrání strukturu kloubu. Je indikována při posttraumatických a pooperačních rehabilitacích.

*měřeno přes loket*



S	23-27 cm
M	26-32 cm
L	31-37 cm
XL	36-42 cm



*Ergon a.s. je výhradním dovozcem fixačních pomůcek SPORTFIX, břišních pásů a záhřevných výrobků EUROCOMFORT.*

*Tato firma s dlouholetou tradicí vyrábí ortopedické tkaniny a výrobky, především termoplastické tkaniny unikátních vlastností.*



# FIXAČNÍ POMŮCKY SPORTFIX

## ELASTICKÁ ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ D0303

Bandáž s kompresí je indikována při namožení nebo poškození svalových a šlachových úponů, ke zpevnění zápěstí.

S	16-21 cm	
M	19-25 cm	
L	23-29 cm	<i>měřeno</i>
XL	27-34 cm	<i>přes zápěstí</i>



## ELASTICKÁ STEHENNÍ BANDÁŽ D1101

Bandáž s kompresí je indikována při natržení svalu a posttraumatických rehabilitacích.

S	45-50 cm	
M	46-56 cm	<i>měřeno</i>
L	52-64 cm	<i>přes horní</i>
XL	60-75 cm	<i>část stehna</i>



## POOPERAČNÍ PÁS D0501

Oba pásy se indikují při pooperačních a posttraumatických rehabilitacích. Zapínání na suchý zip umožňuje regulovat velikost a tlak podle individuální potřeby. Pooperační pásy z bavlny jsou prodyšné a rezistentní proti natržení.

## POOPERAČNÍ PÁS S DVOJITÝM TAHEM D0507



výška 26 cm

I	55-68 cm
II	65-78 cm
III	75-88 cm
IV	85-98 cm
V	95-105 cm
VI	105-125 cm

## WORK-SPORT PÁS D0124

Elastický návlekový pás je vyroben z antimikrobiálně upravených technických vláken. Dokonale přilne k tělu pod oblečením. Pás je vhodný pro veškeré venkovní aktivity, udržuje neustálý pocit tepla. Je ideální pomocník při bolestech v zádech. Barva: bílá nebo béžová. Speciální technologie zabezpečuje výrobku následující vlastnosti:

- okamžitý přenos potu z povrchu těla na vnější vrstvy pásu.
- výbornou prodyšnost a zároveň hřejivost
- maximální pohybový komfort
- při zatrnutí nitě nebo poškození se nepáře



*měřeno v pase s přihlednutím k obvodu boků*

výška 26 cm

S	60-80 cm
M	75-95 cm
L	90-115 cm
XL	110-130 cm
XXL	125-160 cm

**NOVINKA**



## ZÁHŘEVNÁ LOKETNÍ BANDÁŽ D0603

Elastická bandáž s obsahem angorských vláken je ideální pomocník při artróze a revmatických obtížích. Je vhodná také při sportovních a ostatních aktivitách.

S	23-27 cm	<i>měřeno</i>
M	26-32 cm	<i>přes loket</i>
L	31-40 cm	
XL	38-48 cm	



## ZÁHŘEVNÝ PÁS D0108

Elastický pás s obsahem angorských vláken je určen pro veškeré sportovní i ostatní aktivity. Zabraňuje ochlazení bederní oblasti a ledvin.

výška 28 cm

*měřeno v pase  
s přihlédnutím  
k obvodu boků*

S	60-80 cm
M	75-95 cm
L	90-115 cm
XL	110-130 cm
XXL	125-160 cm



## ZÁHŘEVNÁ KOLENNÍ BANDÁŽ D0204

Elastická bandáž s obsahem angorských vláken je ideální pomocník při artróze a revmatických obtížích. Je vhodná také při sportovních a ostatních aktivitách.



*měřeno  
přes  
kolenní  
kloub*

S	31-36 cm
M	35-41 cm
L	40-46 cm
XL	45-50 cm



# ORTOPEDICKÁ OBUV

Ergon a.s. vyrábí širokou škálu individuálních zdravotnických prostředků pro pacienty z celého území České republiky. Výrobní program je orientován především na:

- pánskou, dámskou a dětskou individuální ortopedickou obuv
- protetické náhrady amputovaných částí nohy a korekce velkých rozdílů v délce dolních končetin
- individuální a speciální ortopedické vložky
- ortopedické úpravy standardní obuvi



Individuální charakter ruční výroby ortopedické obuvi umožňuje, aby si pacient na základě odborného doporučení ortopedického technika zvolil vzor, stavbu a použité materiály s ohledem na své postižení a funkční užití obuvi. Na konečném výsledku se v neposlední řadě podílí dlouholeté zkušenosti, odborné znalosti a zručnost pracovníků ve výrobních provozech.

Významnou součástí programové náplně společnosti Ergon a.s. tvoří protetické náhrady amputovaných částí nohy a vysoké extenze. Jde o pomůcky pro pacienty s velmi těžkým postižením nohou, jako jsou vrozené deformity, poúrazové amputace přednoží, amputace jako důsledek ischemické choroby dolních končetin či syndromu diabetické nohy, obtížně léčitelné otlaky a velké rozdíly v délce dolních končetin.

Ergon a.s. jako dlouholetý výrobce individuálních ortopedických vložek a polotovarů pro jejich výrobu nabízí v současné době tyto typy ortopedických vložek:

- digitální vložky digiMED
- dynamické vložky PAD
- vložky s pevným vedením paty podle Helfeta (dětské)
- základní ortopedické vložky



## ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

### Ortopedické vložky digiMED

Jsou vyráběny na základě digitálního baropodometrického vyšetření nohou. Data získaná při základních testech (statický, dynamický) poskytují velmi přesnou analýzu zátěže nohou. Na jejím základě je programem navržena základní konstrukce vložky, kterou je možné libovolně korigovat v souladu s doporučením lékaře a potřebami pacienta. Konečná data jsou předána do řídicího počítače CAD-CAM frézky, na níž jsou vložky naprosto přesně vyrobeny. Aplikace vložky do obuvi probíhá ve spolupráci s technikem, který ji upraví do správného tvaru a tloušťky tak, aby v obuvi správně seděla a plnila svoji funkci.

### Dynamické vložky PAD

Umožňují kompenzaci širokého spektra vad a postižení nohou. Analogové snímání profilu plosek během chůze ve speciální obuvi s tlakově tvarovatelnou plastikou hmotou poskytuje základ pro následné ručně prováděné korekce vložky. Vložky PAD výrazně zvyšují komfort chůze a tlumí rázové zatížení nohou.

# ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

## digimed - ČTYŘI KROKY KE ZDRAVÉ CHŮZI

**KROK 1**  
Nejmodernější technologie měření nohy. Počítačem řízený senzorový koberec poskytuje podrobná data o rozložení působících sil a zatížení nohou ve stoji i v pohybu. Výsledkem je přesná osobní analýza odhalující odchylky od normálu, případné dysfunkce, přetížené partie a další ohrožená místa.



**KROK 2**  
Počítačová konstrukce speciální vložky založená na vyhodnocení několika dynamických nášlapů a porovnání s etalonem zdravé nohy.



**KROK 3**  
CAD-CAM zařízení pro rychlou a naprosto přesnou výrobu vložky. Data jsou uložena pro případné opakované použití.



**KROK 4**  
DigiMED vložka je zhotovena přesně na míru, proto dokonale stabilizuje nohu a rovnoměrně rozkládá tlak na chodidlo při chůzi i při sportu.



**Systém je v provozu na našich pracovištích. Kontaktujte naše obchodní oddělení na adrese [info@ergon.cz](mailto:info@ergon.cz) nebo telefonicky na čísle 234 123 244.**

## Vložky podle Helfeta

Jsou určeny především pro dětské pacienty. Patní miska a zpevněná podpora podélné nožní klenby podporují zdravý vývin nohou a eliminují vliv nevhodné dětské obuvi. Jsou vhodné zejména ke korekci nesprávného postavení nohy (valgozita, varozita) a umožňují i další úpravy, jako je jednostranné zvýšení (pronace, supinace) nebo detorze.



## Základní ortopedické vložky

Jsou většinou zhotoveny na základě statického plantogramu z běžných protetických materiálů (pedilin, polyform, korkfant atd.).

Vložky slouží především k podpoře podélné a příčné klenby a k vyrovnání malých rozdílů v délce dolních končetin.

## Ortopedické úpravy standardní obuvi

Spočívají v aplikaci některých ortop. korekcí na konfekční obuv. Jde především o úpravy spodku obuvi s ohledem na rozdílnou délku končetin, vyklínování obuvi při vadném postavení hlezenního kloubu, podporu podélné a příčné klenby, případně aplikaci peroneálních tahů.



Máte-li zájem o podrobnější informace o ortopedické výrobě společnosti Ergon, vyžádejte si náš specializovaný katalog ortopedické výroby (viz obrázek), který si také spolu s dalšími materiály můžete stáhnout na adrese [www.ergon.cz](http://www.ergon.cz).





# digimed® – PRODEJ, PRONÁJEM, SPOLUPRÁCE

Ergon a. s. jako výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku zve zájemce k jednání o případném pořízení či nasazení systému digimed na Vašich pracovištích.

## Nabízíme:

prodej systému digimed (i na splátky)  
pronájem systému digimed  
dálkovou výrobu ort. vložek digimed

Systém obsahuje tlakově citlivou plošinu modulárně sestavitelnou v rozpětí 400 – 3200 mm, podoskener, volitelně kameru pro posturologii, inovovaný diagnostický a konstrukční software **Milletrix**, nyní plně lokalizovaný do českého jazyka!



1. modul	POSTURAL	400 mm	2. modul	CLINICAL	1200 mm	3. modul	REHAB	1800 mm	4. modul	WALK	1600 mm	5. modul	SPORT	2400 mm	6. modul	RUNNING	3200 mm

Schéma možných kombinací senzorových modulů podle plánovaného využití.

Při dálkové výrobě ort. vložek nabízíme možnost odesílání naměřených údajů přes internet s následnou výrobou na počítačem řízené frézce z předem definovaných materiálů v Ergonu, a to i pod Vaší značkou. Ušetříte tak za nákup vlastní frézky a zbavíte se starostí s výrobou.

## Systém je vhodný pro:

- odborné lékaře
- rehabilitační pracoviště
- ortopedická centra
- kliniky
- protetiká pracoviště
- pracoviště sportovní medicíny
- vědecká a výzkumná centra
- vysoké školy



## Výhody systému:

- Statické a dynamické snímání podogramu.
- Variabilní délka nášlapné plošiny – až 3200 mm aktivní plochy.
- Unikátní tvorba vložky na základě optimalizace libovolného počtu dynamických nášlapů.
- Rozsáhlé možnosti korekce reliéfu podle potřeb pacienta.
- Snadná transportovatelnost systému pro mobilní nasazení.
- Přesná dálková výroba na NC frézce.
- Možnost volby individuální kombinace materiálů vložkového sendviče.
- Unikátní funkce pro lékařskou praxi.\*
- Vhodné i pro klinické studie.



Poznámka: \*) Např. systém DBIS (Digital Biometry Image System), který analyzuje více než 120 parametrů lidského těla a je volitelnou součástí Milletrixu.

Systém je v provozu na našich smluvních pracovištích. V případě zájmu o další informace kontaktujte naše obchodní oddělení na adrese [info@ergon.cz](mailto:info@ergon.cz) nebo telefonicky na čísle 234 123 244.

# KDE OBJEDNAT, PŘÍJEM ZAKÁZEK



## Ergon a.s., pracoviště Praha

Sokolská 35, Praha 2, tel.: 224 941 235  
(vchod z Ječné ulice metro I. P. Pavlova)

Provozní doba:	Pondělí	8 <sup>00</sup> -16 <sup>00</sup>
	Úterý	8 <sup>00</sup> -16 <sup>00</sup>
	Středa	8 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>
	Čtvrtek	8 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>
	Pátek	8 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>

Papírenská 1, Praha 6, tel.: 234 123 271

Provozní doba:	Pondělí	6 <sup>30</sup> -14 <sup>00</sup>
	Úterý	6 <sup>30</sup> -17 <sup>00</sup>
	Středa	6 <sup>30</sup> -14 <sup>00</sup>
	Čtvrtek	6 <sup>30</sup> -14 <sup>00</sup>
	Pátek	6 <sup>30</sup> -12 <sup>00</sup>

– pracoviště Plzeň, Klatovská 7,  
301 00 Plzeň, Tel. : 377 320 007

Provozní doba:	Pondělí	7 <sup>30</sup> -18 <sup>00</sup>
	Úterý	7 <sup>30</sup> -15 <sup>00</sup>
	Středa	7 <sup>30</sup> -18 <sup>00</sup>
	Čtvrtek	7 <sup>30</sup> -15 <sup>00</sup>
	Pátek	7 <sup>30</sup> -12 <sup>00</sup>

### TATO PRACOVIŠTĚ NABÍZEJÍ:

- 1) výrobu, úpravy a opravy individuální ortopedické obuvi
- 2) úpravy standardní obuvi
  - vyrovnání zkrácené dolní končetiny
  - aplikace nožní klenby
  - odlehčení ostruh apod.
- 3) výrobu a aplikaci ortopedických vložek pro všechny vady nohou (digiMED, PAD, lodičkové vložky)
- 4) výrobu přímých náhrad nohou a odborné aplikace

## SEZNAM PARTNERSKÝCH PRACOVIŠŤ ERGON A. S.

### Gazela Praha s.r.o.

Vinohradská 76/1678  
130 00 Praha 3  
tel.: 224 257 681  
info@gazelapraha.cz  
Nabídka: ortopedická obuv,  
ortopedické vložky, digiMED

### Centrum techn. ortop. s.r.o.

Riegerova 3  
370 01 České Budějovice  
tel.: 387 311 727-8  
info@technickaortopedie.cz  
Nabídka: ortopedická obuv

### Help centrum

Na Kozině 9  
293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 729 760,  
603 287 472  
help.centrum@help-centrum.cz  
Nabídka: ortopedická obuv,  
ortopedické vložky

### Ortopedická protetika, s.r.o.

tř. Gen. Svobody 24/93  
460 13 Liberec 13  
tel.: 485 106 644  
ortoprotet@volny.cz  
Nabídka: ortopedická obuv

### Ivičičová s.r.o.

Gebauerova 5, 615 00 Brno  
tel.: 548 212 397  
ivicicova@ortopedickaobuv.cz  
Nabídka: ortopedická obuv,  
ortop. vložky, digiMED

### Malík a spol., s.r.o.

Technicko-protetická péče  
Na Okrouhlíku 1681  
500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 214 632,  
495 212 621  
Nabídka: ortopedická obuv

### C. L. P. A., s.r.o.

Centrum léčby pohyb. aparátu  
Sokolovská 304  
190 61 Praha 9  
tel.: 266 006 318  
Nabídka: ortopedické vložky  
digiMED

### Med Point lékařské služby, s.r.o.

Stroupežnického 18  
(metro Anděl) 150 00 Praha 5  
tel.: 257 316 456  
Nabídka: ortopedické vložky  
digiMED

### ORTOP

Ortopedická protetika s.r.o.  
Cukrovarská 18  
301 00 Plzeň  
tel.: 377 227 023  
Nabídka: ortopedická obuv,  
ortopedické vložky digiMED

### Protetika Plzeň, s.r.o.

Sokolovská 41  
360 05 Karlovy Vary  
tel.: 353 568 165  
Nabídka: ortopedická obuv

### Zdeněk Běhal

Ortopedicko-protetické služby  
U Kostelíčka 64  
280 02 Kolín - Zálabí  
tel.: 321 720 396  
zdenekbehal@seznam.cz  
Nabídka: ortopedická obuv

### ORTOTIKA - PROTETIKA s.r.o.

Sociální péče 3316/12a  
401 13 Ústí nad Labem  
tel.: 477 114 466  
Nabídka: ortopedická obuv



### Protetika Plzeň, s.r.o.

Bolevecká 38, 301 00 Plzeň  
tel.: 377 529 060  
protetikaplzen@seznam.cz  
Nabídka: ortopedická obuv

### Zdeněk Oktábec

Ortopedické obuvnictví  
Bratislavská 1398/12  
400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 216 669  
ortop.obuv.oktabec@seznam.cz  
Nabídka: ortopedická obuv

### MUDr. Robert Švigler

ortopedická ambulance  
Nemocnice Jablonec nad Nisou  
Nemocniční 15  
466 01 Jablonec nad Nisou  
tel.: 483 345 760  
Nabídka: ortopedické vložky  
digiMED

### MUDr. Jan Bartsch

Soukromá ortopedie  
Jaroslava Seiferta 2112  
434 01 Most  
tel.: 724 956 138

Nabídka: ortopedická obuv,  
ortopedické vložky digiMED

### MUDr. Jan Bartsch

Soukromá ortopedie  
Masarykova 124  
415 01 Teplice  
tel.: 417 536 011

Nabídka: ortopedická obuv,  
ortopedické vložky digiMED

### Jindřich Svoboda

Protetika Beroun  
Prof. Veselého 493  
Areál Nemocnice,pav.D  
266 01 Beroun  
tel.: 311745258  
Nabídka: ortopedické  
vložky digiMED

V této síti našich smluvních partnerů jsou dostupné všechny služby související s braním měř ortopedické obuvi a vložek v odpovídající kvalitě.

# ZP-KÓDY

## ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY-KÓDY VZP

Číslo kódu	Název	Směrná doba užití	Úhrada pojišťovny
<b>INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKÁ OBUV</b>			
16 - 0000959	Z* Obuv ortopedická, přímá součást prot. pomůcky	6 měsíců	100 % ceny
16 - 0000960	Obuv standardní-ortopedické úpravy	6 měsíců	100 % ceny
16 - 0000961	Z* Obuv ortopedická dětská	4 měsíce	max. 2 000 Kč
16 - 0000962	Obuv ortopedická jednoduchá	24 měsíců	50 % ceny
16 - 0000964	Obuv ortopedická složitější	24 měsíců	90 % ceny
16 - 0000966	Obuv ortopedická velmi složitá	24 měsíců	90 % ceny
16 - 0000967	Obuv ortopedická-opravy protetických částí	6 měsíců	100 % ceny
16 - 0022627	Ortopedická obuv-úpravy	12 měsíců	100 % ceny
<b>ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY</b>			
05 - 0000298	Oprava ortézy individuálně zhotovené	6 měsíců	100 % ceny
05 - 0000949	Ortéza-dětská do 18 let-standardní	6 měsíců	100 % ceny
05 - 0000954	Ortéza končetinová-standardní	12 měsíců	100 % ceny
05 - 0011533	Protéza DK pro amp. v bérce a níže-prvovybavení	–	do 55 000 Kč
05 - 0011534	Protéza DK pro amp. v bérce a níže-standard. vyb.	24 měsíců	do 65 000 Kč
<b>ORTOPEDICKÉ VLOŽKY</b>			
16 - 0000969	Vložky ortopedické-individuální	12 měsíců	max.100 Kč
16 - 0000971	Vložky ortopedické speciální	6 měsíců	80 % ceny
16 - 0005250	Vložky ortopedické dětské individuální	6 měsíců	max.300 Kč

\*) Z = nutné vyjádření revizního lékaře, který může rozhodnout o maximální úhradě pojišťovny

## INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.ERGON.CZ



nabízejí vždy aktualizované informace o celé nabídce Ergon a. s.

**NAJDETE ZDE:**

- kompletní katalog výroby zdravotnického textilu v interaktivní podobě
- veškeré vzory individuální ortopedické obuvi
- veškeré informace k ortopedickým vložkám
- aktuální informace o kontaktech ve Vašem regionu
- vše o způsobech objednání našeho zdravotnického sortimentu
- informace o způsobech úhrady našich výrobků zdravotními pojišťovnami a mnoho dalšího.

# PRODEJNY ERGON



## PRODEJ A VÝDEJ PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Provozovna Sokolská 35, 120 00 Praha 2, tel.: 224 941 816,  
602 766 997, e-mail: prodejnasokolska@ergon.cz  
PROVOZNÍ DOBA: po-pá 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> hod.

### MIMO JINÉ NABÍZÍME:

- berle, hole, chodítka, sedačky do vany
- zdravotní obuv, sériové ortopedické vložky
- speciální obuv technologie MBT
- kompresní punčochy, podkolenky
- ortézy, bandáže, bederní a kýlní pásy, nákrčníky
- obvazový materiál
- masážní přístroje a lázně nejen na nohy
- pomůcky pro rehabilitaci
- glukometry, lancety, testovací proužky pro diabetiky
- tonometry
- inkontinentní pomůcky
- bylinné čaje a masti
- potravinové doplňky, vitamíny
- kojenecké potřeby
- a další prostředky zdravotnické techniky

Provozovna Papírenská 1  
166 11 Praha 6  
tel.: 234 123 265  
e-mail: obchod@ergon.cz

PROVOZNÍ DOBA:  
po-čt 8<sup>00</sup> -15<sup>00</sup> hod, pá 8<sup>00</sup> -12<sup>00</sup>

Tato provozovna nabízí pouze sortiment  
firmy ERGON a.s. – viz tento katalog

# PRONÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR

Akciová společnost Ergon disponuje ve svém pražském areálu v Papírenské ulici rozsáhlými kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory určenými k pronájmu. Ty spolu s prostory využitými přímo naší společností tvoří moderní komerční a administrativní centrum s kompletní infrastrukturou a nabídkou rozsáhlých služeb.

Ve třech hlavních objektech centra je externím zájemcům k dispozici celkem 10 000 m<sup>2</sup> užitné plochy, z toho 20 % je určeno pro kancelářské využití. Ostatní plochy jsou variantně připraveny pro využití jako výrobní či skladovací prostory. V případě velkoplošných pronájmů lze prostory variabilně upravovat.

Všechny potřebné informace o aktuálně volných plochách a ce-



nové nabídky získáte na telefonních číslech: **234 123 247**, **234 123 346**. Uvítáme rovněž Vaši

osobní návštěvu na adrese: **Ergon a. s., Papírenská 1, 166 11 Praha 6**. e-mailová adresa: **najmy@ergon.cz**





ERGON a. s.,  
Papírenská 1  
160 00 Praha 6  
info@ergon.cz  
www.ergon.cz

- výroba ortopedické obuvi na zakázku
- výroba individuálních ortopedických vložek
- digitální baropodometrie
- výroba zdravotnického textilu
- prodej zdravotnických pomůcek

